



Brassards de prise de tension artérielle à usage unique **FlexiPort™ de Welch Allyn**

Pour une véritable standardisation, immédiatement.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Faciles à commander. Simples d'utilisation. Tout simplement sensationnels.

Brassards de prise de tension artérielle à usage unique FlexiPort™ de Welch Allyn

Pour une véritable standardisation, immédiatement.

Pratiques, confortables et abordables, les brassards de prise de tension artérielle à usage unique de Welch Allyn sont le meilleur choix que peuvent faire les hôpitaux et les cliniques qui, à travers le monde entier, sont conscients de la nécessité de la prévention des infections. C'est la raison pour laquelle nous proposons tous les types de brassards dont peut avoir besoin un établissement, avec la possibilité, que nous sommes les seuls à offrir, de simplifier la gestion des stocks grâce à notre raccord FlexiPort™ breveté.

Avec les brassards FlexiPort™ à usage unique, vous pouvez déplacer aisément les patients de salle en salle, d'étage en étage et de service en service. Il vous suffit d'attribuer un brassard au patient lors de son arrivée à l'hôpital, d'équiper tous les appareils du raccord FlexiPort™ et de connecter le brassard du patient à l'appareil.

En standardisant les brassards de prise de tension artérielle FlexiPort™ de Welch Allyn

- Chaque brassard peut être utilisé comme brassard à un ou deux tubes
- Les références se trouvent réduites jusqu'à 60%, simplifiant la procédure de commande et la gestion des stocks
- Vous disposez toujours de la taille de brassard requise - du brassard nouveau-nés* le plus mince qui soit aux brassards pour cuisses
- Vous réduisez le risque de contamination croisée

*Les brassards pour nouveau-nés ne sont pas compatibles avec le FlexiPort™



La technologie brevetée FlexiPort™ permet à un brassard d'être utilisé dans tous les services de soins aux patients.

La différence de l'usage unique

En optant pour les brassards à usage unique, vous pouvez réduire considérablement le risque de contamination croisée ainsi que les infections liées.


Les brassards de prise de tension artérielle réutilisables peuvent transporter des bactéries, telles que *Klebsiella pneumoniae*, la gale norvégienne, *E. cloacae* et le staphylocoque doré, potentiellement mortelles pour les nourrissons comme pour les adultes.

Les brassards de prise de tension artérielle réutilisés à répétition sont un porteur principal du MRSA qui est responsable de 12% de l'ensemble des infections contractées en hôpital aux USA.



Qu'est-ce que le FlexiPort™ ?

Le raccord FlexiPort™ fournit un seul point de connexion entre les appareils et les brassards, transformant chaque brassard en brassard un ou deux tubes



Le port tournant réduit tout effort sur le tube et le port du brassard, pour un meilleur confort du patient et une longue durée de vie du brassard.



Codage couleur pour un choix rapide et précis de la bonne taille de brassard

Satisfait à toutes les directives cliniques les plus récentes de sorte à être conforme aux normes AAMI et AHA

Aucune couture visible risquant de s'user ou de s'effiloquer.
Le matériau souple et exempt de latex minimise le risque de réactions allergiques et garantit le confort du patient

Capacité unique de connecter et déconnecter les tubes, rendant les brassards un et deux tubes interchangeables

REDUCTION DE 60% DU NOMBRE DE REFERENCES



La seule solution de véritable standardisation

Avec le FlexiPort™, Welch Allyn est la seule société à offrir une solution de véritable standardisation des brassards pour votre établissement. En connectant les tubes au brassard, les brassards à usage unique FlexiPort™ facilitent non seulement la vie du personnel soignant dans le choix et le changement du brassard, mais réduisent aussi les références de plus de 60%, simplifiant les stocks et les procédures de commande.

Contactez votre représentant local Welch Allyn pour de plus amples informations sur la manière de simplifier vos stocks de brassards avec Welch Allyn.

| | | Option 1 | Option 2 | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| | | Fixez les raccords ci-dessus directement au tube de votre appareil | Achetez des brassards FlexiPort™ avec tubes et connecteurs afin de les adapter à vos tensiomètres sans effectuer la moindre modification. | | | | | | | |
| | | Aucun besoin de tube ou de connecteurs | A un tube | | | | A deux tubes | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Taille (20 brassards par boîte) | Gamme | FlexiPort™ | Vis | Triple usage | Verrouillage | Baïonnette | Vis | Verrouillage | Triple usage & Tube vide | Système de gonflage |
| Petit nourrisson (6) | 7-10 cm | SOFT-06 | SOFT-06-1SC | SOFT-06-1TPE | SOFT-06-1MQ | SOFT-06-1HP | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nourrisson (7) | 9-13 cm | SOFT-07 | SOFT-07-1SC | SOFT-07-1TPE | SOFT-07-1MQ | SOFT-07-1HP | SOFT-07-2SC | SOFT-07-2MQ | SOFT-07-2TPE | SOFT-07-2BV |
| Enfant pte taille (8) | 12-16 cm | SOFT-08 | SOFT-08-1SC | SOFT-08-1TPE | SOFT-08-1MQ | SOFT-08-1HP | SOFT-08-2SC | SOFT-08-2MQ | SOFT-08-2TPE | SOFT-08-2BV |
| Enfant (9) | 15-21 cm | SOFT-09 | SOFT-09-1SC | SOFT-09-1TPE | SOFT-09-1MQ | SOFT-09-1HP | SOFT-09-2SC | SOFT-09-2MQ | SOFT-09-2TPE | SOFT-09-2BV |
| Adulte pte taille (10) | 20-26 cm | SOFT-10 | SOFT-10-1SC | SOFT-10-1TPE | SOFT-10-1MQ | SOFT-10-1HP | SOFT-10-2SC | SOFT-10-2MQ | SOFT-10-2TPE | SOFT-10-2BV |
| Adulte (11) | 25-34 cm | SOFT-11 | SOFT-11-1SC | SOFT-11-1TPE | SOFT-11-1MQ | SOFT-11-1HP | SOFT-11-2SC | SOFT-11-2MQ | SOFT-11-2TPE | SOFT-11-2BV |
| Adulte gde taille (11L) | 25-34 cm | SOFT-11L | SOFT-11L-1SC | SOFT-11L-1TPE | SOFT-11L-1MQ | SOFT-11L-1HP | SOFT-11L-2SC | SOFT-11L-2MQ | SOFT-11L-2TPE | SOFT-11L-2BV |
| Adulte taille large (12) | 32-43 cm | SOFT-12 | SOFT-12-1SC | SOFT-12-1TPE | SOFT-12-1MQ | SOFT-12-1HP | SOFT-12-2SC | SOFT-12-2MQ | SOFT-12-2TPE | SOFT-12-2BV |
| Adulte gde taille large (12L) | 32-43 cm | SOFT-12L | SOFT-12L-1SC | SOFT-12L-1TPE | SOFT-12L-1MQ | SOFT-12L-1HP | SOFT-12L-2SC | SOFT-12L-2MQ | SOFT-12L-2TPE | SOFT-12L-2BV |
| Cuisses (13) | 40-55 cm | SOFT-13 | SOFT-13-1SC | SOFT-13-1TPE | SOFT-13-1MQ | SOFT-13-1HP | SOFT-13-2SC | SOFT-13-2MQ | SOFT-13-2TPE | SOFT-13-2BV |

* pour un connecteur mâle et un connecteur femelle verrouillables, changez les références "MQ" pour "MF"

Standardisez véritablement votre établissement et ne vous souciez plus des tubes et connecteurs

- 1) Equipez tous les tensiomètres du raccord FlexiPort™
- 2) Attribuez un brassard au patient lors de son arrivée à l'hôpital
- 3) Profitez d'une possibilité unique de raccorder les brassards des patients directement à tous les tensiomètres - de salle en salle, d'étage en étage et de service en service

Brassards souples nouveaux-nés à usage unique avec connecteurs mâles Luer

| Taille | Gamme | Un tube (paquet de 10) | Deux tubes (paquet de 10) |
|--------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| NEO 1 | 3.3-5.6 cm | 5082-101-1 | 5082-101-2 |
| NEO 2 | 4.2-7.1 cm | 5082-102-1 | 5082-102-2 |
| NEO 3 | 5.4-9.1 cm | 5082-103-1 | 5082-103-2 |
| NEO 4 | 6.9-11.7 cm | 5082-104-1 | 5082-104-2 |
| NEO 5 | 8.9-15.0 cm | 5082-105-1 | 5082-105-2 |
| Kit multibrassards | un de chaque | 5082-241-9 | 5082-241-10 |

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local Welch Allyn ou consultez notre site internet www.welchallyn.com

Welch Allyn France
Immeuble le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge,
Val d'Europe, 77700 CHESSY
Tél.: 01 60 09 33 66 Fax: 01 60 09 67 97
www.welchallyn.fr

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-75055050
E-mail: infont@welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™