




pico^{baby}™ Smokerlyzer®

Einfache CO-Überwachung in der Schwangerschaft.

Merkmale und Vorteile




Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche

KOSTENLOSE COdata™ Software

Vertrautes Ampelsystem

Automatische Umrechnung in % FCOHb

So einfach wie...



1 Atem anhalten



2 In den Monitor ausatmen



3 Messwerte für Mutter und Baby liegen sofort vor

Ideal für eine ausführliche Beratung zur Raucherentwöhnung durch:

- Hebammen
- Raucherentwöhnungsprogramme
- Hausärzte
- Schulen
- Apotheken
- Familienhebammen



Technische Daten

Konzentrationsbereich	0-150ppm
Anzeige	Farbiger touchscreen
Messprinzip	Elektrochemischer sensor
Wiederholbarkeit	≤±5%
Genauigkeit	≤±2ppm/5%*
Stromversorgung	3 x AA (LR6 oder entsprechend) – bis zu 1000 minuten 1 x CR2032 lithium knopfzelle batterie
Reaktionszeit T ₉₀	<30 sekunden
Betriebstemperatur	15-40°C
Lager-/transporttemperatur	0-50°C
Betriebs-/Lager-/transportdruck	Atmosphärendruck ±10%
Betriebsluftfeuchtigkeit	15 – 90 % RH (nicht kondensierend)
Lager-/transportfeuchtigkeit	0 – 95 % RH (nicht kondensierend)
Sensordauer	5 Jahre
Sensorgenauigkeit	1ppm
Sensordrift	<5 % jährlich
Abmessungen	Ca. 37 x 77 x 140 mm
Gewicht	Ca. 215 g (inkl. batterien)
Materialien	Gehäuse: Mischung aus Polykarbonat und ABS mit antimikrobielles additiv SteriTouch® D-piece™: polypropylen SteriBreath™ Eco: papier OneBreath™: polypropylen
H ₂ Querempfindlichkeit	≤8%

* Es gilt der höhere Wert

Besuch www.bedfont.com/resources um dieses Dokument in anderen Sprachen anzuzeigen.



Bedfont® Scientific Ltd.
Station Road, Harrietsham, Maidstone,
Kent, ME17 1JA England
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860
Email: ask@bedfont.com Web: www.bedfont.com



Stephen Rowe
Cristimar E4-1
Ave Juan Carlos I
Los Cristianos, Arona, 38650
Santa Cruz de Tenerife, Spain

© Bedfont® Scientific Limited 2022

Ausgabe 11 – Juni 2022. Teile-Nr.: MKT378_DE
Bedfont® Scientific Limited behält sich das Recht vor, diese Unterlagen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

Registriert in: England und Wales. Registriernr.: 1289798

