

LarySeal™ Pro

Die **neue Maskengeneration** für ein sicheres und effektives Airway-Management

Schnelles und sicheres Airway-Management und verbesserte Patientensicherheit durch einen zusätzlichen Magenzugang zur Absaugung von Sekreten verringern das Risiko einer Lungenaspiration und ermöglichen durch ein einmaliges Führungssystem eine schnelle und exakte Platzierung des ET-Tubus.



Verringertes Aspirationsrisiko

Integrierter Anschluss für Absaugkatheter zum effektiven Absaugen von Flüssigkeiten und Mageninhalten.



Geführte Intubation

Passend für zahlreiche ET-Tubus-Durchmesser. Das Führungssystem leitet die Spitze durch die Stimmbänder.



Blick auf die Epiglottis

Eine integrierte durchsichtige Klappe schützt mit nur geringem Anstieg des Strömungswiderstandes vor Blockaden und hebt die Epiglottis für eine einfache und traumafreie Einführung eines ET-Tubus oder Bronchoskops an.



Cuff und Tubus passen sich an die Konturen des Oropharynx an und ermöglichen eine **schnelle** und **einfache Erstintubation**.

- Für Routine- und fortgeschrittenes Airway-Management bei Patienten mit schwierigem Atemweg
- Bei unerwarteten Intubationsschwierigkeiten und zur Kontrolle des Atemwegs während der Anästhesie
- Rettung des Atemwegs nach fehlgeschlagener Intubation
- Notfall-Airway-Management durch Experten oder Anfänger, insbesondere bei Herzstillstand

LarySeal™ Pro

Einmalgebrauch ✓ DEHP-frei ✓

Steril ✓ Latexfrei ✓



LARYSEAL™ PRO		MAXIMALE GRÖSSE DES ET-TUBUS	MAXIMALE GRÖSSE DES ABSÄUGKATHETERS	FARBE	GEWICHTSSPANNE DER PATIENTEN	VE
038-94-810	LarySeal™ Pro Größe 1	3,5	8Fr	○	<5kg	10
038-94-815	LarySeal™ Pro Größe 1.5	4	10Fr	●	5kg - 10kg	10
038-94-820	LarySeal™ Pro Größe 2	5	12Fr	●	10kg - 20kg	10
038-94-825	LarySeal™ Pro Größe 2.5	5,5	14Fr	●	20kg - 30kg	10
038-94-830	LarySeal™ Pro Größe 3	7,5	16Fr	●	30kg - 50kg	10
038-94-840	LarySeal™ Pro Größe 4	8	18Fr	●	50kg - 70kg	10
038-94-850	LarySeal™ Pro Größe 5	8	18Fr	●	70kg - 100kg	10